

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Grm5 Para Wb, Elisa - P41594

Número do item: CM0005792



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GRM5 altamente específico para WB e ELISA. Reconhece o receptor metabotrópico de glutamato 5 humano, de rato e de camundongo, um GPCR chave na plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho GRM5
Observações/Apelido	mGlu5, GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, GRM5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2915
ID do Gene	2915
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1100-1200 do GRM5 humano (P41594)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P41594
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco de Gelo