

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Grm5 Para Wb, If-P, Elisa - P41594

Número do item: CM0024741



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor metabotrópico de glutamato 5 humano (GRM5/mGlu5). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	GRM5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	mGlu5; GPRC1E; MGLUR5; PPP1R86; GRM5
Espécie	Humano
GeneID	2915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 870-1070 do GRM5 humano (NP_001137303.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41594
Peso Proteico	132kDa
Envio	Saco de gelo