


Anticorpo Policlonal Anti-Gro Alfa Para Wb, If/Icc, Elisa - P09341

Número do item: CM0030458



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GRO alfa humano (CXCL1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Para pesquisa em inflamação e quimiotaxia de neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-GRO alfa
Observações/Apelido	FSP; GRO1; GROa; MGSA; NAP-3; SCYB1; MGSA-a; GRO alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2919
GeneID	2919
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-107 do GRO alfa humano (NP_001502.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P09341
Peso Proteico	11kDa
Envio	Em saco de gelo