


Anti-Grp94 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14625

Número do item: CM0014292



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Grp94 humano (Endoplasmina), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a chaperona ER de 92 kDa envolvida no dobramento de proteínas e sinalização de TLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Grp94 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m; Grp94
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7184
ID do Gene	7184
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-310 do Grp94 humano (NP_003290.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14625
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco com gelo