


Anti-Grp94 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14625

Número do item: CM0025199



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Grp94 (SWISS P14625) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta endoplasmina humana, de camundongo e de rato, uma chaperona do RE envolvida no dobramento de proteínas e imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Grp94 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ECGP, GP96, TRA1, GRP94, HEL35, HEL-S-125m, Grp94
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7184
ID do Gene	7184
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 501-750 do Grp94 humano (NP_003290.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14625
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco com gelo