


Anticorpo Policlonal Anti-Grpel1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hav7

Número do item: CM0026261



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GRPEL1 humano (homólogo de GrpE mitocondrial), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de importação de proteínas mitocondriais e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRPEL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GrpE; HMGE; mt-GrpE#1; GRPEL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80273
GeneID	80273
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-217 do GRPEL1 humano (NP_079472.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HAV7
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo