

Anticorpo Policlonal Anti-Grpel2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taa5

Número do item: CM0024948

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GRPEL2 humano (Mt-GrpE#2), validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de translocação de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRPEL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Mt-GrpE#2; GRPEL2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	134266
ID do Gene	134266
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão correspondente aos aminoácidos 33-225 do GRPEL2 humano, NP_689620.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TAA5
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo