


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Grpr Para Wb E Elisa - P30550

Número do item: CM0025318



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GRPR humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização de GPCR, sensação de prurido e controle respiratório.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRPR Rabbit pAb
Observações/Alias	BB2; BB2R; BRS2; GRPR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2925
ID do Gene	2925
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-384 de GRPR humano (NP_005305.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30550
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Gelo reciclável