


Anticorpo Monoclonal Anti-Grsf1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q12849

Número do item: CM0002883



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GRSF1 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com GRSF1 humano, de camundongo e rato, um regulador mitocondrial da expressão gênica pós-transcricional. Ideal para estudos de montagem de ribossomos mitocondriais e ligação a RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GRSF1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GRSF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2926
ID do Gene	2926
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da GRSF1 humana (Q12849)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12849
Peso Proteico	53 kDa
Transporte	Bolsa de gelo