


## Anticorpo Policlonais Anti-Grsf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12849

Número do item: CM0022777



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator 1 de sequência rica em G (GRSF1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos; essencial para estudos de biologia do RNA mitocondrial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GRSF1 Rabbit pAb                                                                                              |
| Observações/Alias   | GRSF1                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                        |
| GeneID (humano)     | 2926                                                                                                          |
| GeneID              | 2926                                                                                                          |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do GRSF1 humano (NP_002083.4). |
| Origem              | Coelho                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                      |
| SWISS               | Q12849                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 53kDa                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                 |