


Anticorpo Monoclonal Anti-Gsc Para Wb, Elisa - P56915

Número do item: CM0002014



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-GSC validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a proteína homeobox goosecoid (P56915) em humanos e camundongos, ideal para pesquisas de biologia do desenvolvimento e organogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSC Rabbit mAb
Observações/Apelido	SAMS; GSC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	145258
GeneID	145258
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do GSC humano (P56915)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P56915
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo