

## Anticorpo Monoclonal Anti-Gsdma Para Wb, If-P, Elisa - Q96Qa5

Número do item: CM0006413

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GSDMA humano (Gasdermin-A). Validado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisas sobre piroptose e estudos de imunidade epitelial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                     |
|---------------------|---------------------------|
| Nome do Produto     | GSDMA Rabbit mAb          |
| Observações/Apelido | GSDM; FKSG9; GSDM1; GSDMA |
| Espécie             | Humano                    |
| GeneID (humano)     | 284110                    |
| GeneID              | 284110                    |
| Imunógeno           | Proteína recombinante     |
| Fonte               | Coelho                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais    |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo        |
| SWISS               | Q96QA5                    |
| Peso Proteico       | 49kDa                     |
| Envio               | Saco de gelo              |