

Anti-Gsdmc3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Cb12

Número do item: CM0023134

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Gsdmc3 de camundongo, destinado a aplicações de WB e ELISA. Gasdermin-C3 é uma proteína formadora de poros que desencadeia piroptose após clivagem por caspase, facilitando a permeabilização da membrana e a morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gsdmc3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	9930109F21Rik; Gsdmc3
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	56169
ID do Gene	270328
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-80 do Gsdmc3 de camundongo (NP_899017.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8CB12
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo