


Anti-Gsdmd (Comprimento Total + Terminal C) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P57764

Número do item: CM0002808



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o GSDMD humano (comprimento total e fragmento terminal C). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA, permitindo a pesquisa de piroptose, inflamassomo e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSDMD (Comprimento total + Terminal C) mAb de Coelho
Observações/Apelido	DF5L, DFNA5L, FKSG10, GSDMDC1, GSDMD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79792
GeneID	79792
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 346-484 do GSDMD humano (NP_079012.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P57764
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo