


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Gsdmd (Comprimento Total+Terminal N) Para Wb, If/Icc, Elisa - P57764

Número do item: CM0022815



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra GSDMD humana (Comprimento total+Terminal N). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. O alvo é uma proteína formadora de poros crítica para a piroptose e a defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSDMD (Comprimento total+Terminal N) Coelho pAb
Observações/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD (Comprimento total+Terminal N)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79792
GeneID	79792
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P57764
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo