


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gsdmd (Comprimento Total + Terminal N) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9D8T2

Número do item: CM0015118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à GSDMD de comprimento total e ao terminal N (Q9D8T2). Validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre piroptose e inflamassomas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GSDMD (comprimento total + terminal N), pAb de coelho
Observações/Apelidos	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik; GSDMD (comprimento total + terminal N)
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	79792
ID do gene	69146
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9D8T2
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Bolsa de gelo