


Anticorpo Policlonal Anti-Gsdmd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P57764

Número do item: CM0024620



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GSDMD humano (Gasdermina-D), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Para pesquisa de piroptose, inflamassoma e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSDMD Coelho pAb
Observações/Apelido	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD
Espécie	Humano
GeneID	79792
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 346-484 do GSDMD humano (NP_079012.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P57764
Peso Proteico	53 kDa
Envio	Saco de gelo