

Anti-Gsdme (Comprimento Total + Terminal N) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60443

Número do item: CM0026422



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado às regiões de comprimento total e terminal N da GSDME humana (DFNA5/ICERE-1). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de piroptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSDME (Comprimento total + Terminal N) pAb de Coelho
Observações/Apelido	DFNA5; ICERE-1; GSDME
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1687
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-270 da GSDME humana (NP_004394.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60443
Peso Proteico	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Remessa	Saco de Gelo