


Anticorpo Monoclonal Anti-Gsk-3A/B Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49840/P49841

Número do item: CM0006581



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a GSK-3 α e GSK-3 β humana. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre diabetes, Alzheimer e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSK-3 α / β Rabbit mAb
Observações/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Imunógeno	Proteína recombinante de GSK-3 α / β humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49840/P49841
Peso da Proteína	46kDa/48kDa
Envio	Saco de gelo