

Anticorpo Monoclonal Anti-Gsk-3A/B Para Wb, Ip, Elisa - P49840 / P49841

Número do item: CM0004001



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-GSK-3 α / β validado para WB, IP e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para o estudo da sinalização Wnt, homeostase da glicose e vias da doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSK-3 α / β mAb de Coelho
Observações/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Imunôgênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49840/P49841
Peso da Proteína	46kDa/48kDa
Envio	Gelo reciclável