


Anticorpo Policlonal Anti-Gsk3A Para Wb - P49840

Número do item: CM0018784



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GSK3 α humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt, resistência à insulina e doença de Alzheimer. ~51 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] GSK3 α Rabbit pAb
Observações/Apelido	GSK3A; glicogênio sintase quinase-3 alfa; 3 α
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2931
ID do Gene	2931
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-483 do GSK3 α humano (NP_063937.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49840
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo