


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gsk3A [Validado Por Ko] Para Wb, Ip, Elisa - P49840

Número do item: CM0002880



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GSK3 α validado por KO para Western blot, IP e ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Para pesquisa de sinalização Wnt, metabolismo da glicose e Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] GSK3 α Rabbit mAb
Observações/Apelido	GSK3 alfa; GSK3A; 3 α
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2931
ID do Gene	2931
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GSK3 α humano (P49840).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49840
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo