


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gsk3A Para Wb, If/Icc, Elisa - P49840

Número do item: CM0016667



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GSK3 α , validado em WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo. Ideal para estudar sinalização Wnt, metabolismo do glicogênio e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSK3 α pAb de Coelho
Observações/Apelido	GSK3 alfa; GSK3A; GSK3 α
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2931
ID do Gene	2931
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 409-483 do GSK3 α humano (NP_063937.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49840
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo