


Anticorpo Monoclonal Anti-Gsk3B Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P49841

Número do item: CM0005589



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra GSK3 β humano para citometria de fluxo intracelular. Tem como alvo a glicogênio sintase quinase-3 beta; nenhum dado de reatividade cruzada fornecido. Para uso em pesquisa em sinalização Wnt, metabolismo e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-GSK3 β Humano
Observações/Apelido	GSK3B; glicogênio sintase quinase-3 beta; GSK3 β
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2932
GeneID	2932
Imunôgenio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 321-420 da GSK3 β humana (NP_001139628.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo