


Anticorpo Monoclonal Anti-Gsk3B Para Wb, Ip, If-P, Elisa - P49841

Número do item: CM0005734



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante GSK3 β validado para WB, IP, IF-P e ELISA. Reconhece GSK3 β humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos sobre sinalização Wnt, resistência à insulina e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] GSK3 β Anticorpo Monoclonal de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2932
ID do Gene	2932
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 321-420 do GSK3 β humano (NP_001139628.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo