


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gsk3B Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Número do item: CM0028930



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GSK3 β de alta qualidade validado para aplicações de WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com GSK3 β humano, de rato e camundongo (47 kDa). Adequado para pesquisa de sinalização Wnt, resistência à insulina e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSK3 β Coelho pAb
Observações/Apelido	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2932
Imunogênio	Peptídeo sintético (aa 320-420 do GSK3 β humano, NP_001139628.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de Gelo