

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gsr Para Wb, Elisa - P00390

Número do item: CM0008205



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-GSR de alto desempenho validado para WB e ELISA. Reage com GSR humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar metabolismo de glutathiona, estresse oxidativo e pesquisas de biologia redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSR Rabbit mAb
Observações/Apelido	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Espécie	Humano
ID do Gene	2936
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 423-522 do GSR humano (P00390).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00390
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo