


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gst3/Gstp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09211

Número do item: CM0003718



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GSTP1 humano (GST3/GSTP1), validado para WB, IHC-P, ELISA, tem reação cruzada com camundongo e rato. Detecta banda de ~23 kDa. Ideal para pesquisa sobre desintoxicação, ferroptose e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GST3/GSTP1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEE53; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2950
GeneID	2950
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09211
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo