


Anti-Gst3/Gstp1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09211

Número do item: CM0024856



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GST3/GSTP1 humano, uma enzima chave na conjugação de glutatona e regulação da ferroptose. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos sobre estresse oxidativo e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GST3/GSTP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PI; DFN7; GST3; GSTP; FAEES3; HEL-S-22; GST3/GSTP1
Espécie	Humano
ID do Gene	2950
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do GST3/GST3/GSTP1 humano (NP_000843.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09211
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo