

Anticorpo Policlonal Anti-Gsta1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08263

Número do item: CM0018868



introdução

Anticorpo policlonal de alta afinidade contra GSTA1 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre desintoxicação e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTA1 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	GST2, GTH1, GSTA1-1, GST-epsilon, GSTA1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2938
ID do Gene	2938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-222 da GSTA1 humana (NP_665683.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P08263
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo