

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Gsta1 Para Wb, Elisa - P08263

Número do item: CM0019564



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a GSTA1 humana (glutathione S-transferase A1). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em rato. Ideal para pesquisa de desintoxicação e biossíntese de hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GST2; GTH1; GSTA1-1; GST-epsilon; GSTA1
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	2938
GeneID	2938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-222 da GSTA1 humana (NP_665683.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P08263
Peso Proteico	26kDa
Envio	Bolsa de gelo