


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gsta3 Para Wb, If E Elisa - Q16772

Número do item: CM0020456



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GSTA3 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta GSTA3 humano, de camundongo e de rato (25 kDa). Envolvido na conjugação com glutathione e na biossíntese de hormônios esteroides. Ideal para DIV e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GSTA3 pAb de coelho
Observações/alias	GTA3, GSTA3-3, GSTA3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2940
GeneID	2940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-222 da GSTA3 humana (NP_000838.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q16772
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo