

Anticorpo Monoclonal Anti-Gstk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Número do item: CM0004419



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a glutathione S-transferase kappa 1 humana (GSTK1). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisas sobre a função da transferase peroxissomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTK1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	373156
GeneID	373156
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da GSTK1 humana (Q9Y2Q3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y2Q3
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo