

## Anticorpo Policlonal Anti-Gstk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Número do item: CM0021250



### introdução

Anticorpo policlonal contra GSTK1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo da glutatona e vias de desintoxicação peroxissomal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] GSTK1 Rabbit pAb                                                                                       |
| Observações/Apelido | GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; K1                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 373156                                                                                                                   |
| ID do Gene          | 373156                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-226 do GSTK1 humano (NP_057001.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | Q9Y2Q3                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 25kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |