

Anticorpo Policlonal Anti-Gstk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Número do item: CM0020974



introdução

A CamelBio oferece o Anticorpo Policlonal de Coelho contra GSTK1, validado por knockout, para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta GSTK1 humano, uma glutationa S-transferase peroxissomal com peso molecular de aproximadamente 25 kDa. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] pAb de Coelho contra GSTK1
Observações/Apelidos	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	373156
GeneID	373156
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-226 da GSTK1 humana (NP_057001.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2Q3
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo