

Anti-Gstk1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Número do item: CM0026918



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GSTK1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Detecta a glutationa S-transferase kappa 1 peroxissomal de 25kDa, ideal para estudos de desintoxicação e localização subcelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	373156
GeneID	373156
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-226 do GSTK1 humano (NP_057001.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2Q3
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo