

Anticorpo Policlonal Anti-Gstm1 Para Wb, Elisa - P09488

Número do item: CM0024190



introdução

Anticorpo policlonal anti-GSTM1 de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta GSTM1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o metabolismo da glutatona e vias de desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTM1 pAb de Coelho
Observações/Apel	MU; H-B; GST1; GTH4; GTM1; MU-1; GSTM1-1; GSTM1a-1a; GSTM1b-1b; GSTM1
Espécie	Humano
ID do Gene	2944
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-181 do GSTM1 humano (NP_666533.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09488
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo