

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gstm2 Para Wb, Elisa - P28161

Número do item: CM0013985



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GSTM2 humano, uma glutathione S-transferase envolvida na desintoxicação e metabolismo lipídico. Validado em WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo e toxicologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GSTM2 Coelho pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | GST4; GSTM; GTHMUS; GSTM2-2; GSTM2                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 2946                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 2946                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 do GSTM2 humano (NP_000839.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | P28161                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 26kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |