

Anticorpo Policlonal Anti-Gstm3 Para Wb, Elisa - P21266

Número do item: CM0027286



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GSTM3 humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com GSTM3 humano e de camundongo; útil para estudos de desintoxicação e barreira no testículo e cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTM3 Rabbit pAb
Observações/Alias	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2947
GeneID	2947
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-225 da GSTM3 humana (NP_000840.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21266
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Bolsa de gelo