

Anticorpo Policlonal Anti-Gstm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P21266

Número do item: CM0028108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GSTM3 humano (GST classe-mu 3). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Para estudos de desintoxicação e metabolismo de xenobióticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTM3 pAb Coelho
Observações/Apelido	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Espécie	Humano
ID do Gene	2947
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-225 do GSTM3 humano (NP_000840.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21266
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo