

Anticorpo Policlonal Anti-Gstm4 Para Wb, Elisa - Q03013

Número do item: CM0026364



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GSTM4 humano (glutathione S-transferase Mu 4) para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa em desintoxicação, biossíntese de leucotrienos e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTM4 Coelho pAb
Observações/Apelido	GTM4; GSTM4-4; GSTM4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2948
ID do Gene	2948
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-218 do GSTM4 humano (NP_000841.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q03013
Peso Proteico	26kDa
Remessa	Em saco de gelo