

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Gstm5 Para Wb, Elisa - P46439

Número do item: CM0013152

introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-GSTM5 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para Camundongo e Rato. Tem como alvo a glutathione S-transferase Mu 5, uma enzima citoplasmática envolvida na desintoxicação de eletrofílicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTM5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GTM5; GSTM5-5; GSTM5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2949
GeneID	2949
Imunógeno	Pepetídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P46439
Peso Proteico	26kDa
Envio	Bolsa de gelo