

Anticorpo Monoclonal Anti-Gsto1 Para Wb, Elisa - P78417

Número do item: CM0004579



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao GSTO1 humano, validado para Western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Glutathione S-transferase envolvida na desintoxicação e metabolismo de arsênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTO1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9446
GeneID	9446
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GSTO1 humano (NP_004823.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P78417
Peso da Proteína	28 kDa
Envio	Saco de gelo