


Anticorpo Policlonal Anti-Gsto1 Para Wb E Elisa - P78417

Número do item: CM0016756



introdução

O GSTO1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra a GSTO1 humana recombinante (aa 1-241). Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo do arsênio e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Espécie	Humano
GeneID	9446
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-241 da GSTO1 humana (NP_004823.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78417
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo