


## Anticorpo Policlonal Anti-Gsto2 Para If/Icc E Elisa - Q9H4Y5

Número do item: CM0018431



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GSTO2 humano (glutathione S-transferase omega-2), validado para IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisas sobre metabolismo do arsênico, reciclagem de ascorbato e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GSTO2 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 119391                                                                                                                     |
| GeneID              | 119391                                                                                                                     |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-243 do GSTO2 humano (NP_899062.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9H4Y5                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |