

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Gsto2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H4Y5

Número do item: CM0029525



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra GSTO2 humana (Glutathione S-transferase ômega-2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reativo com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de estresse oxidativo e metabolismo do arsênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTO2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	119391
GeneID	119391
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4Y5
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo