


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gstt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30711

Número do item: CM0018586



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GSTT1 humano para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma banda de 27 kDa. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	GSTT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 de GSTT1 (NP_000844.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30711
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo