


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Gstt2 Para Wb E Elisa - P0Cg29

Número do item: CM0014611



introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a GSTT2 humana (Glutathione S-transferase teta-2). Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre desintoxicação e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GSTT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2953
GeneID	2953
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-244 da GSTT2 humana (NP_000845.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0CG29
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo