


Anticorpo Policlonal Anti-Gstt2B Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Cg30

Número do item: CM0016906



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GSTT2B (GSTT2P). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de conjugação de glutatona e vias de desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTT2B Rabbit pAb
Observações/Apelido	GSTT2P; GSTT2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	653689
ID do Gene	653689
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 115-244 da GSTT2B humana (NP_001074312.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0CG30
Peso da Proteína	28 kDa
Envio	Saco de gelo