

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Gstz1 Para Wb, Elisa - O43708

Número do item: CM0029834



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-GSTZ1 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Detecta maleilacetoacetato isomerase, uma enzima bifuncional no catabolismo de fenilalanina e tirosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTZ1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	MAI, MAAI, MAAID, GSTZ1-1, GSTZ1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2954
ID do Gene	2954
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-216 da GSTZ1 humana (NP_665877.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O43708
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo